



Apple Watch（ヘルスケア） と「からだカルテ」の連携ガイド

Ver. 1.0.0




 からだカルテ



-
- 【はじめに】各種使用機器・アプリと「からだカルテ」の連携イメージ … P.3
 - 【事前設定】「からだカルテ」とヘルスケアのデータ連携手順 …… P.4
 - Apple Watchのデータを「からだカルテ」へ取り込む手順 ……… P.7

※ 本ガイドに掲載しているディスプレイ（表示画面）は解説用のイメージとなります。実際のものとは、デザイン・仕様・名称が一部異なる場合があります。

Apple Watchで測定した歩数データは、「HealthPlanet（ヘルスプラネット）」と「ヘルスケア」のデータ連携を行うことで「からだカルテ」から確認することができます。



「HealthPlanet」アプリを使用して個人認証後に体組成を測定します。



下記の手順に従い、取組開始までに「からだカルテ」とヘルスケアのデータ連携を完了させていただきます。（＊スマートフォンを使用します）

手順 1

iPhoneで「HealthPlanet」にログインします

- ①「HealthPlanet」アプリをAppStoreからダウンロードしてください。

HealthPlanet
ヘルスプラネット



「HealthPlanet」アプリ

iOS



【アプリケーションの概要】

・動作環境：iOS 13、14以上、Android OS 5.1 以上のスマートフォンに対応しています。

- ②「からだカルテ」の**ログイン用ID・パスワード**でログインしてください。

手順 2

次項へつづく
↓

「HealthPlanet」とヘルスケアを連携します

- ①「データを入力」をタップしてください。



手順 2

- ②「デバイス・アプリから入力する」をタップしてください。
- ③データ連携の「ヘルスケア」をオンにしてください。

データを入力する

体組成 歩数 血圧 尿糖

デバイス・アプリから入力する

日付	4月2日(金)
歩数	891 歩
歩数消費カロリー	16.1 kcal
歩行時間	9 分
メモ	

このデータを入力する

データを入力する

体組成 歩数 血圧 尿糖

機器連携

歩数計・活動量計を通じてデータを自動的に入力できます。

AM-161

FB-730 AM-150

データ連携

ヘルスケア ☐

※他のデバイスとの併用はできません。

他社機器との設定はこちら

※他社の機器とのデータ連携や連携状況の確認をする場合はこちら

手入力に戻す

次項へつづく ↓

手順
2

④「歩数」の読み出しをオンにし、データのアクセスを「許可」して該当の端末を選択してください。



この画面が表示されたら
連携完了です

Apple Watchのデータを「からだカルテ」へ取り込む手順

Apple Watchで測定したデータを「ヘルスケア」アプリ、「HealthPlanet」アプリを使用して、「からだカルテ」へ取り込みます。

- ① Apple Watchのデータは自動的に「HealthPlanet」へ取り込まれます。
- ② 「HealthPlanet」アプリの同期ボタンをタップしてください。
「HealthPlanet」から、「からだカルテ」へデータが取り込まれます。





日本をもっと健康に！